

CARDIOLINE

walk200b

walk200b ist ein Langzeit-Blutdruck Rekorder, der auch für Untersuchungen von über 24 Stunden Dauer geeignet ist.

walk200b ist kompatibel mit der Software CARDIOLINE® **cube**abpm (vgl. die betreffenden Produktunterlagen).

walk200b ist eine einfach zu bedienende Aufnahmeeinheit. Er ist leicht und kompakt und bietet höchstmöglichen Tragekomfort.

Die hervorstechenden Merkmale des **walk200b** sind:

- LCD Display zur Anzeige von Messwerten und Bedienungshinweisen – kann über die Software deaktiviert werden;
- PC-Anbindung über Bluetooth;
- selbstregelnder Algorithmus steuert den Manschettendruck;
- Event Marker, Start/Stopp-Funktion und Wach/Schlaf-Perioden;
- kompakte Abmessungen und lautlose Pumpe.

Verwendung

walk200b ist ein Langzeit-Blutdruck Rekorder für ambulante Langzeit-Blutdruck Untersuchungen von 24 oder mehr Stunden Dauer zur Überwachung der Herzfunktion und/oder Ermittlung des Gesundheitszustandes. Nicht angezeigt ist die Verwendung in Situationen, in denen eine Änderung der Herzfunktion ein unmittelbares Risiko für den Patienten darstellt.

Das Gerät ist für den Einsatz im medizinischen Bereich vorgesehen und sollte von qualifiziertem und gründlich eingewiesenem Personal bedient werden. Hierbei sind die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Hinweise zu beachten.

Das Gerät ist pfleglich zu behandeln und es ist sorgfältig darauf zu achten, es weder Stößen, Erschütterungen, Wärmequellen, Flüssigkeiten noch anderen möglichen Beschädigungsrisiken auszusetzen. Sämtliche Warnungen hinsichtlich möglicher Risiken sind in der Bedienungsanleitung im Kapitel "Warnhinweise" aufgeführt und hervorgehoben.

walk200b



Technische Daten

Messbereich Blutdruck:

Systolisch	60 bis 290 mmHg
Diastolisch.....	30 bis 195 mmHg
Messgenauigkeit	± 3 mmHg im angezeigten Bereich
Statischer Messbereich.....	0 bis 300 mmHg
Pulsbereich	30 bis 240 Schläge/Minute
Messmethode	oszillometrisch
Messintervalle	0,1,2,4,5,6,12 oder 30 Messungen/Stunde
Messprotokoll.....	2 einstellbare Intervallgruppen
Speicherkapazität	300 Messungen
Batteriekapazität	> 300 Messungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)	+10°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb).....	15% bis 90%
Lagerbedingungen.....	-20°C bis 50°C und 15% bis 95% Luftfeuchtigkeit
Abmessungen	128x75x30 mm
Gewicht	ca. 240 g (mit Batterien)
Stromversorgung	2 aufladbare Batterien (Ni-MH) mit je 1,2 V und 1500 mAh (AA, Mignon) oder 2 Alkaline 1,5 V Batterien (AA, Mignon)
PC-Anbindung.....	Bluetooth (Klasse 1 / 100 m)

walk200b

Standardzubehör

Ref.	Beschreibung	Anzahl
63090646	Standardmanschette walk200b	1
65090070	Tasche walk200b	1
	Alkaline Batterie, AA Typ LR06	2
	cube abpm software	1
63090295	BT USB-Empf. für PC - Kl.1 und Verlän.	1
	Bedienungsanleitung	1

Zubehör

Ref.	Beschreibung
63090228C	Alkaline Batterie, AA Typ LR06, 10 Stück
63090295	BT USB-Empf. für PC - Kl.1 und Verlän.
63090645	Manschette groß für walk200b
63090646	Standardmanschette für walk200b
63090647	Manschette klein für walk200b
63090648	Manschette extra groß für walk200b
65090070	Tasche

